

受付票発券機で診察順番がハッキリ!!

メディコールII専用
受付票発券機

MP-115

<メディコールII Aタイプ>



いつ順番がくるか
分からずにあてもなく
待たされる患者さん達は
不安な気持ちで
いるはずです。
「受付票発券機」が
そんなイライラを解消!



受付事務がより合理化・効率化
患者さんも安心!

概要

本機は、診察順番表示システム「メディコールII」の番号発券機として設計されています。発券番号は1~999まで、発券ボタンを押す度に1番ずつ加算された番号が発券されます。受付票は、2枚綴りで発券され、1枚目をご本人が、2枚目を受付に提出します。番号の修正は加算、減算とも簡単にできるようになっています。同一番号の再発行も可能です。受付票には、番号の他、受け付けられた月日、時刻が印字されます。記録紙切れの場合は、表示部に紙切れの表示が出てブザーにより知らせます。

特長

- ・印字スピードが早くお待たせしません。
- ・コンパクトな外形のため、受付カウンターに置くことができます。
- ・2枚綴りのため、受付後の処理が容易です。
- ・1枚目と2枚目はパーシャルカット(1部分残したカット)のため、2枚目の取り残しがありません。
- ・紙詰まりの少ない切り落とし方式にて発券されます。
- ・記録紙の補充が容易な紙押さえ機構部(プラテン部)脱着方式です。
- ・受付番号は、途中で停電があっても失われません。(バックアップ)
- ・日付が変わってスイッチが入ると自動的に受付番号は1に戻ります。(オートクリア)

仕様

印字方式・印字幅	感熱ラインドット方式・54mm
記録紙	RP5880T 幅58mm、外径80mm、長さ75mm (受付票約1000人分)
受付票	パーシャルカットによる2枚綴り
印刷速度	約2.5秒/2枚
入力	受付ボタン×1 スイッチ×4
出力	電子ブザー 入力確認用 エラー通知用
時計	水晶時計 月差 ±30秒
バックアップ時間	約2週間
外形寸法	166W×264H×150Dmm
重量	約3.8kg
使用環境	温度 0~45℃ 湿度 90%以下(結露なきこと)
電源	電圧 AC100V(85~120V) 電流 1A

お問い合わせ・ご用命は下記の販売店へどうぞ。

HERUTU

ヘルツ電子株式会社

■本社 / 〒433-8103 静岡県浜松市豊岡町62-1

■TEL.053-438-3555 ■FAX.053-438-3411

■URL <http://www.herutu.co.jp/>

■E-mail webmaster@herutu.co.jp

0406-3000F

●仕様及び外観は、機器改良のため予告なく変更する場合があります。